

Articulador

Semi Ajustável

com
Novo Design



Articulador Tipo Arcon

- Guia condilar com inclinação ajustável de 0° a 60°.
- Distância intercondilar ajustável através de espaçadores.
- Movimentos laterais (Bennet) exatos, com ajustes de 0° a 30°.
- Sistema de mola que permite prender o ramo superior ao inferior, ajustando os movimentos laterais e retornando à posição central.
- Fácil liberação, permitindo de uma maneira prática a separação dos ramos.

Acessórios para Diversas Necessidades



Plano de Camper



Mesa Incisiva Metálica



Suporte para Garfo



Garfo para Desdentado


DENTFLEX[®]
Especialista em Você

Av. Thomaz Alberto Wately, 670
Parque Industrial Tanquinho - CEP 14075-380
Ribeirão Preto-SP - Brasil

Fone: 55 (16) 2133-0000

Fax: 55 (16) 2133-0008

www.dentflex.com.br