



# DForce 1000 **ENDO**

motor para endodontia touch screen

**INDICADO PARA**  
SISTEMAS **ROTATÓRIOS**  
& **RECIPROCANTE**S

**ÚNICO MOTOR QUE PERMITE AJUSTAR**  
**OS ÂNGULOS NO MODO**  
**RECIPROCANTE & OSCILATÓRIO**



**Dentflex**

# DForce 1000 **ENDO**

motor para endodontia touch screen

INDICADO PARA SISTEMAS  
ROTATÓRIOS & RECIPROCANTES

- Realiza os movimentos: Rotatório e Reciprocante;
- Possui exclusivo Adaptive System;
- Display Touch Screen;
- Acionamento do motor através do pedal ou no display;
- Funciona ligado à fonte ou à bateria;
- Autonomia da bateria de 4 horas em uso contínuo;
- Acompanha Contra Ângulo PB, de cabeça pequena e com ajuste em 6 posições diferentes.



## Rotating System

- Conta com 05 Programas ajustáveis;
- Dispõe de reverso automático e manual;
- Controle de Torque (0.2 ~ 5.0 Ncm) e monitoramento visual através de barra gráfica;
- Controle de Velocidade (150 a 1.200 rpm).



## Reciprocating System

- Conta com 05 programas, sendo estes:
  - 01 - BLUE SYSTEM FILE (pré-programado);
  - 02 - GOLD SYSTEM FILE (pré-programado);
- Dispõe de 03 procedimentos ajustáveis, nos quais é permitida a adequação dos ângulos para a direita e para a esquerda, e controle de velocidade (150 a 300 rpm).



## Adaptive System

- Utiliza limas rotatórias;
- Possui um programa pré-programado;
- O Adaptive System seleciona automaticamente o movimento da lima, podendo ser rotatório ou reciprocante, dependendo da força aplicada sobre ela. O Movimento se inicia como rotatório, e altera para reciprocante apenas quando é aplicada força excessiva, isso reduz o risco de falha intra-canal e mantém seu desempenho.

