

DForce 1000 PRO

Motor Cirúrgico Odontológico



Precisão e controle para cirurgias

O DForce 1000 PRO oferece alto desempenho, controle exato de torque e velocidade, além de irrigação eficiente para procedimentos cirúrgicos com máxima segurança.

- ✓ Micromotor elétrico com LED integrado
- ✓ Torque ajustável até 60 N·cm
- ✓ 10 programas configuráveis
- ✓ Bomba peristáltica integrada (25 a 150 ml/min)
- ✓ Display Touch Screen intuitivo
- ✓ Compatível com peças de mão ISO 3964
- ✓ Bivolt automático



PRIME R 20:1
*VENDIDO SEPARADAMENTE

Dentflex