

KIT ACADÊMICO

ACADEMIC KIT - KIT ACADÉMICO



KIT INTRA 4P

E-type Kit 4P - Kit Intra 4P

ALTA ROTAÇÃO

alta rotação - high speed - alta rotación

- Spray triplo;
- Push Button;
- Borden.

- Triple Spray;
- Push Button;
- Borden.

- Spray triple;
- Push Button;
- Borden t.

FX 110 PB

contra ângulo - contra angle - contra ángulo

- Transmissão 1:1;
- Sistema push button.

- Transmission 1:1;
- Push button system.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de fijación de fresas por push button.

MI 01 RE

micromotor - micromotor - micromotor

- Transmissão 1:1;
- Sistema de refrigeração Externo;
- Borden.

- Transmission 1:1;
- External Cooling System;
- Borden.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de refrigeración externo;
- Borden.

PR 01

peça reta - straight handpiece - pieza recta

- Transmissão 1:1;
- Fixação da broca através de pinça construída em aço inoxidável.

- Transmission 1:1;
- Drill's fixing system through the chuck made of stainless steel.

- Transmisión 1:1;
- Fijación de la fresa por medio de la pinza construida en acero inoxidable.

135 °C
???

KIT INTRA LED

E-type LED Kit - Kit Intra LED

ALTA ROTAÇÃO LED

alta rotação - high speed - alta rotación

- Iluminação LED;
- Spray Triplo;
- Push Button;
- Borden.

- LED lighting;
- Triple spray;
- Push Button;
- Borden.

- Iluminación LED;
- Spray triple;
- Push Button;
- Borden.

FX 110

contra ângulo - contra angle - contra ángulo

- Transmissão 1:1;
- Sistema push button.

- Transmission 1:1;
- Push button system.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de fijación de fresas por push button.

MI 01

micromotor - micromotor - micromotor

- Transmissão 1:1;
- Sistema de refrigeração externo;
- Borden.

- Transmission 1:1;
- External Cooling System;
- Borden.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de refrigeración externo;
- Borden.

PR 01

peça reta - straight handpiece - pieza recta

- Transmissão 1:1;
- Fixação da broca através de pinça construída em aço inoxidável.

- Transmission 1:1;
- Drill's fixing system through the chuck made of stainless steel.

- Transmisión 1:1;
- Fijación de la fresa por medio de la pinza construida en acero inoxidable.

135 °C
???



REFRIGERAÇÃO EXTERNA
EXTERNAL COOLING
EXTERNAL REFRIGERATION



Dentflex

KIT ACADÊMICO

ACADEMIC KIT - KIT ACADÉMICO



KIT INTRA PRIME 4P

E-type Prime Kit 4P - Kit Intra Prime 4P

ALTA ROTAÇÃO

alta rotação - high speed - alta rotación

- Spray triplo;
- Push Button;
- Borden.

- Triple Spray;
- Push Button;
- Borden.

- Spray triple;
- Push Button;
- Borden.

FX 110 PRIME

contra ângulo - contra angle - contra ángulo

- Transmissão 1:1;
- Sistema push button.

- Transmission 1:1;
- Push button system.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de fijación de fresas por push button.

MI 01 PRIME RI

micromotor - micromotor - micromotor

- Transmissão 1:1;
- Sistema de refrigeração interno;
- Borden.

- Transmission 1:1;
- Internal Cooling System;
- Borden.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de refrigeración interno;
- Borden.

PR 01 PRIME

peça reta - straight handpiece - pieza recta

- Transmissão 1:1;
- Fixação da broca através de pinça construída em aço inoxidável.

- Transmission 1:1;
- Drill's fixing system through the chuck made of stainless steel.

- Transmisión 1:1;
- Fijación de la fresa por medio de la pinza construída en acero inoxidable.

135 °C
???

KIT INTRA PRIME LED

E-type Prime LED Kit - Kit Intra LED

ALTA ROTAÇÃO LED

alta rotação - high speed - alta rotación

- Iluminação LED;
- Spray Triplo;
- Push Button;
- Borden.

- LED lighting;
- Triple spray;
- Push Button;
- Borden.

- Iluminación LED;
- Spray triple;
- Push Button;
- Borden.

FX 110 PRIME

contra ângulo - contra angle - contra ángulo

- Transmissão 1:1;
- Sistema push button.

- Transmission 1:1;
- Push button system.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de fijación de fresas por push button.

MI 01 PRIME

micromotor - micromotor - micromotor

- Transmissão 1:1;
- Sistema de refrigeração interno;
- Borden .

- Transmission 1:1;
- Internal Cooling System;
- Borden.

- Transmisión 1:1;
- Sistema de refrigeración interno;
- Borden.

PR 01 PRIME

peça reta - straight handpiece - pieza recta

- Transmissão 1:1;
- Fixação da broca através de pinça construída em aço inoxidável.

- Transmission 1:1;
- Drill's fixing system through the chuck made of stainless steel.

- Transmisión 1:1;
- Fijación de la fresa por medio de la pinza construída en acero inoxidable.

135 °C
???



REFRIGERAÇÃO INTERNA
INTERNAL COOLINGH
INTERNAL REFRIGERATION



Dentflex